


LOCATOR original de ZEST ANCHORS – USA®



Seleccione el Locator Implant adecuado midiendo la altura de la encía – h – por encima del implante



Pack simple de procesado:

(contiene: 1 hembra metálica, 3 gomas y 1 arandela)

Ref. 8519/1

Pack doble de procesado:

(contiene: 2 hembras metálicas, 6 gomas y 2 arandelas)

Ref. 8519/2



Herramienta "Core Tool"

Ref. 8393



Réplica

Ref. 8530/4



Copying impresión

Ref. 8505/4